

# Tarkistuslista määrättäessä Emerade adrenaliinikynä

## Selvitä potilaalle, että:

- Tämän tulee aina pitää kaksi Emeradea mukanaan.
- Tarkista Emeraden viimeinen käyttöpäivä.

### Milloin potilaan on käytettävä Emeradea (oireet):

- Kutina erityisesti jalkapohjissa, käsissä tai päässä.
- Pistely suussa.
- Turvotus suussa ja nielussa, huulissa ja silmissä.
- Kutina, punotus tai nokkosrokko missä tahansa keholla.
- Huimaus, ahdistus, kylmähikoilu.
- Vatsakivut, pahoinvointi ja oksennus.
- Hengenahdistus tai astmaoireet.
- Äkinäinen heikkous, verenpaineen lasku, pyörtyminen.
- Sekavuus tai tajunnan menetys.

**Kriittiset oireet:** On vaikeata hengittää, suu ja nielu turpoavat, tunnet äkkiä väsymystä ja huimausta tai tunnet jatkuvasti tilasi huononevan.

Jos sinulla ilmenee näitä oireita, käytä tällöin Emeradea välittömästi.

### Kuinka Emeradea käytetään:



Poista kansi



Aseta Emerade reiden ulkosivulle 90° kulmaan. Paina kunnolla niin, että neulasuojus painuu sisään. Napsahdus ilmoittaa koska Emerade on aktivoitu ja ruiske menee reiteen.

**ja**

Pidä Emerade-kynää tukevasti reittä vasten 5 sekunnin ajan. Hiero pistoskohtaa kevyesti jälkeenpäin.

Soita 112, pyydä sada ambulanssi ja sano "anafylaksia", vaikka alat tuntea olosi paranevan.

Toisinaan yksi adrenaliiniannos ei riitä poistamaan täysin akuuttia allergista rektiota. Ota toinen ruiske uudella adrenaliinikynällä 5–15 minuutin kuluttua.

Ambulanssia odottaessa potilaan tulee olla makuuasennossa jalat ylöspäin. Jos potilaan on vaikeata hengittää, hän voi nousta istumaan.

Jos mahdollista, potilaan tulee hakea apua välittömästi Emeraden käytön jälkeen. Potilasta ei pidä jättää yksin odottamaan ambulanssia.

## Milloin Emerade on aktivoitu ja adrenaliiniruiske annettu.

Käytettyään Emeradea potilas voi varmistaa, että adrenaliinikynä on aktivoitu.



Käyttämättömän Emeraden (ennen aktivointia) neulasuojus on normaaliasennossa. Aktivoidun Emeraden neulasuojus on työntynyt ulos.

Ellei neulasuojus ole työntynyt ulos, Emeradea ei ole aktivoitu.

Etiketissä oleva nuoli osoittaa mistä kohdasta etiketti voidaan nostaa pois tarkistusikkunan päältä. Jos tarkistusikkunassa näkyy kirkas neste, annosta ei ole käytetty. Jos Emerade on aktivoitu ja adrenaliiniannos käytetty, tarkistusikkunassa näkyy värillinen mäntä.



Keltainen mäntä Emerade 150 mikrogrammaa, vihreä mäntä Emerade 300 mikrogrammaa ja sininen mäntä Emerade 500 mikrogrammaa.

Jos Emerade-adrenaliinikynä ei heti aktivoitu, sitä on painettava injektiokohtaa vasten uudelleen voimakkaammin. Jos kynä ei vielääkään aktivoitu, on välittömästi käytettävä toista kynää.

## Minkä annoksen potilas on saanut:

Emeradeannoksen suuruus riippuu potilaan kehon painosta ja annosta ehkä tarvitsee säätää, mikäli potilaan paino nousee tai laskee.

- 150 mikrogrammaa (keltainen)
- 300 mikrogrammaa (vihreä)
- 500 mikrogrammaa (punainen)



## Emeraden säilytys

- Säilytä enintään 25 °C lämpötilassa.
- Älä anna jäätyä.
- Käytetään ennen viimeistä käyttöpäivää, joka on ilmoitettu etiketeissä ja päällyspakkauksessa.
- Tarkista Emeradesi viimeinen käyttöpäivämäärä ja pyydä lääkäriltä uusi resepti ennen viimeistä käyttöpäivämäärää.
- Tarkista liuos säännöllisesti nostamalla autoinjektorin tarkistusikkunan päällä olevaa etikettiä varmistaaksesi, että liuos on kirkas ja väritön. Heitä pois ja korvaa Emerade, mikäli liuos on värjäytynyt tai sisältää sakkaa.
- Tarkista autoinjektorin, mikäli se pudotetaan. Vaihda se, mikäli siinä on vaurioita tai vuoto.
- Jokainen kynä, jonka epäillään jääneen toimimatta, on säilytettävä raportointia ja selvitystä varten. Kynä on palautettava lähimpään apteekkiin.
- Älä poista kantta ennen kuin on aika käyttää Emeradea.
- Säilytä Emerade mukana toimitetussa muovisessa suojakotelossa. Muovikotelo, jossa kynä on/kynät ovat, voidaan säilyttää ulkopakkauksessa.
- Säilytä Emerade erillään harjoituskynistä sekaantumisen välttämiseksi.

## Anna potilaille harjoituskynä ja potilasesite.

Muistuta potilasta katsomaan ohjeistusvideo osoitteessa: [www.emerade.com/fi](http://www.emerade.com/fi) ja [www.emerade.com/se](http://www.emerade.com/se).