



Kreatiniinipuhdistuman laskuviivain aikuisille potilaille



Käyttöohjeet

1. Aseta potilaan paino ja ikä kohdakkain

Miehen ikä (vuosina)	20 30 40 50 60 70 80 90 95
Paino (kg)	<input type="text"/>
Naisen ikä (vuosina)	20 30 40 50 60 70 80 90 95

$$\text{Kreatiniinipuhdistuma (ml/min)} = \frac{(140\text{-ikä (vuosina)}) \times \text{paino (kg)}}{72 \times \text{seerumin kreatiniini (mg/dl)}} \quad (\times 0,85 \text{ jos nainen})$$

2. Siirtämättä asteikkoa voit nyt lukea seerumin kreatiniiniarvon ja kreatiniinipuhdistuman suuruuden

